

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΥΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Στυλό ηλεκτροβελονισμού
2. 2x δοχείο με ειδικό τζελ
3. Κεφαλή προσώπου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- I. Εισάγετε την μπαταρία στη συσκευή (1xAAA, δεν συμπεριλαμβάνεται)
- II. Πατήστε το μαύρο κουμπί στο κάτω μέρος του με την ένδειξη (+) για να βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- III. Στην κυκλική οθόνη της συσκευής θα πρέπει τώρα να αναγράφεται η ένδειξη 1 δηλώνοντας και την ισχύ διέγερσης. Πατώντας το (+) επανειλημμένα αυξάνεται η τιμή μέχρι το 9.
- IV. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα από το παρελκόμενο τζελ στο εσωτερικό του καρπού σας.
- V. Ξεκινήστε με την ισχύ της συσκευής να είναι σε χαμηλό επίπεδο (3-4) και πιέστε σταθερά την μύτη της συσκευής στον καρπό σας. Αν δε αισθανθείτε κάτι στο σημείο που εφαρμόζετε την πίεση, συνεχίστε με σιγανή κυκλική κίνηση σε ευρύτερο σημείο μέχρι να αισθανθείτε παλμική δόνηση. Αν πάλι δεν αισθάνεστε κάτι, αυξήστε την τιμή της ισχύος.
- VI. Μόλις βρείτε κάποιο σημείο διέγερσης με έντονη παλμική δόνηση εφαρμόστε επίμονα τη μύτη της συσκευής σε εκείνο το σημείο απευθείας ή κάνετε κυκλικές κινήσεις γύρω από αυτό. Μπορείτε να συμβουλευτείτε και στον εσωκλειόμενο οδηγό για άλλα σημεία διέγερσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ! ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
- ! ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
- ! ΑΜΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ